

A man with short, light-colored hair, wearing a blue short-sleeved button-down shirt, is looking down at a white Philips DreamStation Go CPAP machine. The machine is sitting on a dark-colored carrying case that is open on a light-colored, textured surface, possibly a table or bed. The man's hands are near the case. The background is a plain, light-colored wall.

PHILIPS

DreamStation Go

**Un bon
sommeil part
en voyage**

DreamStation

La performance partout avec v

Une apnée du sommeil ne signifie pas que vous devez renoncer à vos vacances ou être fatigué lors de vos voyages d'affaires. Avec DreamStation Go vous avez un appareil petit, léger et pratique, qui se range facilement dans vos bagages - pour votre thérapie du sommeil efficace tout en voyageant.

Petit, léger, maniable

Que vous soyez en déplacement professionnel ou que vous partiez pour des vacances inoubliables, DreamStation Go vous offre une expérience VPP simple, maniable et portable, pour que vous n'ayez pas de compromis à faire.

Le dispositif de thérapie de voyage inclut moins de pièces que les dispositifs comparables et n'est pas plus grand qu'un sac à main.



Go
OUS



Un confort **sans compromis**

DreamStation Go vous offre une performance légèrement inférieure aux appareils de thérapie du sommeil stationnaire, mais ne pèse que 840 g.

L'appareil compact avec port USB et alimentation intégrée peut facilement être rangé dans le bagage à cabine avec un tuyau flexible de 12 mm.



Batterie de voyage puissante

Lors de voyages dans des endroits sans réseau électronique (par exemple camping), il peut être difficile de continuer le traitement. C'est pourquoi nous avons conçu la batterie nuit DreamStation Go. Avec un réglage de pression de 10cm H₂O il offre un temps de fonctionnement - suffisant jusqu'à deux nuits, même loin d'une source d'énergie.



*Conditions du test de fonctionnement: mode PPC, pression 10cm H₂O, tuyau 12 mm, fuite de 37 L/m, température de 22.8°C à une altitude de 500 mètres.



Kit de voyage - Petit

Ce kit de voyage comprend un étui de protection facile à ranger pour le système DreamStation Go et un sac lavable pour le masque et le tuyau 12 mm.



Kit de voyage - Moyen

Ce kit comprend un étui de protection permettant de ranger le système DreamStation Go et une batterie nuit. Il contient également un sac lavable pour le masque et le tuyau 12 mm.

En savoir plus sur la thérapie du sommeil lorsque vous voyagez:

www.philips.ch/dreamstationgo-fr

L'innovation **pour les personnes actives**

DreamStation Go vous offre le confort désiré et sans compromis lors de vos voyages.



Charge

Le port USB intégré permet de charger les périphériques mobiles en toute simplicité.



Alimentation

L'alimentation intégrée réduit le nombre d'accessoires à gérer, pour une utilisation encore plus simple.



Sécurité

Conforme aux exigences de la FAA concernant les voyages en avion.*



Bluetooth®

Tous les appareils sont équipés de la fonction Bluetooth®.



Navigation facile

L'écran tactile coloré intuitif propose une configuration rapide et simple ainsi qu'une navigation facile.



Compatibilité

L'appareil est compatible avec notre outil d'autocontrôle DreamMapper.

*Avant votre voyage, veuillez contacter la compagnie aérienne concernée



© 2017 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
Les spécifications sont sujettes à modifications
sans préavis. Les marques de commerce sont la
propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs
fabricants respectifs.

www.philips.ch/dreamstationgo-fr

DS 11/8/17 PN851635