

**PHILIPS**

Klinische Beatmung



Flexibilität und Komfort für  
Sie und Ihre Patienten  
Nichtinvasive Klinikmasken

# Leistungsstark bei nichtinvasiver Beatmung

Philips Masken sollen eine verbesserte Leistung bei der nichtinvasiven Beatmung (engl.: noninvasive ventilation, NIV) unterstützen. Vom Komfort für Ihre Patienten bis zur Benutzerfreundlichkeit für Sie sind unsere Masken speziell für die hohen Anforderungen der Akutpflege konzipiert.

## Begegnen Sie dem Risiko mit einfachen Lösungen

Keime, die gegen Antibiotika resistent sind, können wochenlang auf Oberflächen aller Art überleben. In einem Krankenhaus droht dadurch das Risiko schwerer Infektionen. Allein in Deutschland verlaufen jährlich tausende Fälle tödlich. Ein Weg, diese Gefahr auszuschließen, ist die Mehrfachnutzung von Materialien einzuschränken. Einweg-Masken können so dabei helfen, verlängerte Krankenhausaufenthalte und Komplikationen zu vermeiden.



## Oro-Nasal Maske AF541

Hoher Tragekomfort dank druckstellenfreiem Nasenrücken



# AF541



## Beschreibung

## Verpackungs- einheit

AF541 Unter-Nasal mit Standard Winkelstück (SE), blau CapStrap Maskenhalterung	10
AF541 Unter-Nasal mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig Leckage Typ 1/CapStrap Maskenhalterung	10
AF541 Unter-Nasal mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), orange Leckage Typ 2/CapStrap Maskenhalterung	10
AF541 Unter-Nasal mit Standard Winkelstück (SE), blau Vierpunkt-Maskenhalterung	10
AF541 Unter-Nasal mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig Leckage Typ 1/Vierpunkt-Maskenhalterung	10
AF541 Unter-Nasal mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), orange Leckage Typ 2/Vierpunkt-Maskenhalterung	10
Unter-Nasal-Masken Kissen	10

# Philips AF541 mit Unter-Nasal-Kissen

- Innovatives „Unter-der-Nase“-Maskenkissendesign bietet eine minimale Kontaktfläche und eine hervorragende Abdichtung unterhalb der Nase
- Das Unter-Nasal-Kissen kann zur Druckentlastung der Nasenwurzel eingesetzt werden
- Die Einstellung über eine Taste am Maskenrahmen, die benutzerfreundliche CapStrap Maskenhalterung sowie einrastende Winkelstücke und Hakenclips fördern effizientere Arbeitsabläufe



## Produktnummern

XS*	A (klein)*	B (mittel)*	C (groß)
1133684	1133685	1133686	1133687
1133668	1133669	1133670	1133671
1133676	1133677	1133678	1133679
1133680	1133681	1133682	1133683
1133664	1133665	1133666	1133667
1133672	1133673	1133674	1133675
1127634	1120980	1120981	1120982

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen.

# AF541



## Beschreibung

## Verpackungs- einheit

AF541 mit Standard Winkelstück (SE), blau  
CapStrap Maskenhalterung

10

AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig  
Leckage Typ 1/CapStrap Maskenhalterung

10

AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), orange  
Leckage Typ 2/CapStrap Maskenhalterung

10

AF541 mit Standard Winkelstück (SE), blau  
Vierpunkt-Maskenhalterung

10

AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig  
Leckage Typ 1/Vierpunkt-Maskenhalterung

10

AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), orange  
Leckage Typ 2/Vierpunkt-Maskenhalterung

10

AF541 Entlassungsset  
Vierpunkt-Maskenhalterung

5

Oro-Nasal-Masken Kissen

10

# Philips AF541

- Intuitive Hakenclips für leichtes Handling
- Optimale Einstellung des Neigungswinkels und Druckentlastung via Druckknopf am Maskenrahmen/an der Stirnstütze
- Doppellippiges Silikonkissen für Dichtigkeit
- Wechselbare Winkelstücke für interven-tionelle Maßnahmen und Kompatibilität zu sämtlichen Beatmungsgeräten
- Entlassungsset zur unterstützenden Überleitung in die nichtinvasive, häusliche Beatmung



## Produktnummern

S*	M*	L	XL
1120945	1120946	1120947	1120948
1120925	1120926	1120927	1120928
1120935	1120936	1120937	1120938
1120940	1120941	1120942	1120943
1120920	1120921	1120922	1120923
1120930	1120931	1120932	1120933
–	–	1120989	1120989
1120960	1120961	1120962	1120963

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen.

# AF531



## Beschreibung

## Verpackungs- einheit

AF531 mit Standard Winkelstück (SE), blau  
CapStrap Maskenhalterung

1

AF531 mit Standard Winkelstück (SE), blau  
Vernebler Winkelstück (NE), CapStrap Maskenhalterung

10

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig  
Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung

10

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig  
Leckage Typ 1/Vernebler-Winkelstück (NE), CapStrap Maskenhalterung

10

5

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), orange  
Leckage Typ 2, CapStrap-Maskenhalterung

10

AF531 mit Standard Winkelstück (SE), blau  
Vierpunkt-Maskenhalterung

10

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig  
Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung

10

5

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), durchsichtig  
Leckage Typ 1/Vernebler-Winkelstück (NE), Vierpunkt-Maskenhalterung

10

AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), orange  
Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung

10



# Philips AF531

- Komfortables System mit CapStrap Maskenhalterung zur Druckminimierung oder Vierpunkthalterung
- Einstellbare Stirnstütze mit Klappfunktionalität für leichten oralen Zugang
- Doppellippiges Silikonkissen zur Minimierung von Leckagen



## Produktnummern

S*	M	L
–	–	1061723
1100396	1100397	1100438
1072627	1072628	1072629
1072636 1072642	1072637 –	1072638 –
1100390	1100391	1100392
1072624	1072625	1072626
1072621 1072639	1072622 1072640	1072623 1072641
1072633	1072634	1072635
1100393	1100394	1100395

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen.

# PerforMax



## Beschreibung

## Verpackungseinheit

### Standard

Einmaliger Gebrauch

PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), blau

1 Maske  
5 Masken  
10 Masken

PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE),  
orange – Leckage Typ 2

5 Masken  
10 Masken

Wiederverwendbar

PerforMax mit Standard-Winkelstück, blau

1 Maske + 4 Maskenhalterungen

PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE),  
orange – Leckage Typ 2

1 Maske + 4 Maskenhalterungen

PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE),  
orange – Leckage Typ 2  
Sowie Standard-Winkelstück (SE)

1 Maske + 1 Maskenhalterung  
1 Maske + 4 Maskenhalterungen

### Pediatric

Einmaliger Gebrauch

PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), blau

5 Masken

PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE),  
orange – Leckage Typ 2

5 Masken

Wiederverwendbar

PerforMax mit Standard-Winkelstück, blau

1 Maske + 4 Maskenhalterungen

PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE),  
orange – Leckage Typ 2

1 Maske + 4 Maskenhalterungen

# Philips PerforMax

- Einzigartiges Design für schwierige Gesichts-/Hautverhältnisse
- Ungehinderte Sicht durch Auflage in äußerem, druckunempfindlicherem Gesichtsbereich
- Zeitsparendes, einfaches Anlegen
- Wechselbare Winkelstücke für interventionelle Maßnahmen und Kompatibilität zu sämtlichen Beatmungsgeräten



## Produktnummern

XXS	XS	S*	L	XL
–	–	–	–	1080517
–	–	–	–	1080425
–	–	1052547	1052548	–
–	–	–	–	1080424
–	–	1052535	1052536	–
–	–	1052568	1052569	1080422
–	–	1052555	1052556	1080421
–	–	1044385	1044386	1080423
–	–	1052553	1052554	1080420
1083150	1083149	–	–	–
1083148	1083147	–	–	–
1083086	1083085	–	–	–
1083084	1083083	–	–	–

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen.

# PN841



## Philips Giraffe PN841

- Innovativer Leckagen-Korrekturdrehknopf für eine leichte Feinjustierung der Maske, wenn das Kind schläft
- Design des Maskenkissens kompensiert den noch nicht ausgeprägten Nasenrücken
- Altersgerechtes Giraffenmuster des Maskenrahmens dient dazu, dem Kind den Therapieeinstieg zu erleichtern
- Freies Gesichtsfeld – ohne Stirnstütze – erlaubt dem Kind z. B. das Lesen von Büchern



Beschreibung	Verpackungs- einheit	Produktnummern		
		S	M	L
Giraffe PN841 mit Standard Winkelstück (SE), blau	5	1130582	1130583	1130584
Giraffe PN841 mit Winkelstück Leckage Typ 3, durchsichtig	5	1130579	1130580	1130581
Masken Kissen	5	1126617	1126628	1126629

# PerformaTrak



## Philips PerformaTrak

- Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität
- Drehclips vereinfachen das Wiederaufsetzen, weil die Maske nach dem Abnehmen nicht erneut angepasst werden muss
- Laschen mit Klettverschluss ermöglichen schnelles, einfaches Abnehmen und Anpassen der Maskenhalterung



Beschreibung	Verpackungs- einheit	Produktnummern		
		S	M	L
PerformaTrak Oro-Nasal Maske mit Standard Winkelstück (SE), blau Vierpunkt-Maskenhalterung	10	1018605	1018606	1018595
PerformaTrak Oro-Nasal Maske mit Notatemventil (EE), durchsichtig Leckage Typ 1 Vierpunkt-Maskenhalterung	10	1018589	1018590	1018591
PerformaTrak Oro-Nasal Maske mit Standard Winkelstück (SE), blau CapStrap Maskenhalterung	10	1019540	1019541	1019542
PerformaTrak Oro-Nasal Maske mit Notatemventil (EE), durchsichtig Leckage Typ 1 CapStrap Maskenhalterung	10	1019492	1019498	1019507

# Winkelstücke und Zubehör



Beschreibung	Verpackungseinheit	Produkt-nummern	Farbe
<b>AF541</b>			
Standard-Winkelstück (SE) mit NIVO Vernebleranschluss	5	1120969	Blau
Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und NIVO Vernebleranschluss	5	1120967	Durchsichtig
Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und NIVO Vernebleranschluss	5	1120968	Orange
Bronchoskopie-Winkelstück	5	1120984	Grün
<b>AF531</b>			
Vernebler-Standard-Winkelstück (SE) (ohne Vernebler)	1 5	1076755 1076754	Blau
Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1	5	1072646	Durchsichtig
Vernebler-Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (ohne Vernebler)	1 5	1072649 1072650	Durchsichtig
Bronchoskopie-Winkelstück	1 5	1072651 1072652	Grün
<b>PerforMax</b>			
Standard-Winkelstück (SE)	1 5	1043210 1072648	Blau
Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2	5	1072647	Orange
Winkelstück mit Notatemventil (EE), Pediatric	6	1097302	Orange
Bronchoskopie-Winkelstück	1 5	1072651 1072652	Grün
<b>PN841</b>			
Standard-Winkelstück (SE)	5	1126634	Blau
Winkelstück Leckage Typ 3	5	1126635	Durchsichtig
<b>Sonstiges Zubehör</b>			
CleanClip Halterungssystem	1	1076430	–



PerforMax mit  
Bronchoskopie Winkelstück

## Spezifische Winkelstücke, flexibel einsetzbar

Die Anforderungen an die NIV-Beatmung von Patienten können stark variieren. Um den alltäglichen, klinischen Herausforderungen schnell gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Winkelstücke an:

- SE/Standardventil
- EE/integriertes Belüftungsventil
- EE/integriertes Belüftungs- und Ausatemventil
- Bronchoskopie
- SE mit NIVO Vernebler
- EE mit NIVO Vernebler



# AC611 Kanüle



## Maximaler Tragekomfort mit der neuen AC611 Nasenkanüle

Ähnlich wie bei der nichtinvasiven Beatmung spielt auch bei der High-flow Therapie der Tragekomfort eine entscheidende Rolle für die Therapieakzeptanz. Mithilfe des einstellbaren 3-Punkt Kopfbandes und der angenehm zu tragenden Silikonbeschichtung, schafft die neue Nasenkanüle die gewünschten Voraussetzungen für einen nachhaltigen Therapieerfolg.



Beschreibung	Verpackungs- einheit	Produktnummern		
		S	M	L
AC611 HFNC, 22 mm (M)	20	1134196	1134197	1134198



# Kontaktieren Sie uns

Sofern wir Ihr Interesse geweckt, Sie weiterführende Fragen haben oder eine Produktvorstellung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Ansprechpartner, die Philips Hotline oder Ihren Händler.

Kostenlose Hotline: 0800-8607811

Fax: 07031-4632727

E-Mail: [medicalsupplies.dach@philips.com](mailto:medicalsupplies.dach@philips.com)

Platz für Händler-Visitenkarte/-Stempel



**Philips GmbH Market DACH**  
Medical Consumables und Sensors  
Röntgenstraße 22  
22335 Hamburg

**Mehr Informationen unter [www.philips.de/healthcare](http://www.philips.de/healthcare)**

4522 991 50363 \* JUN 19

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer oder Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Marken sind das Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Inhaber.