

## Communiqué de presse

Février 2020

### **Le biberon Natural de Philips AVENT convainc lors d'un vaste test mené par swissmom – 83% des personnes interrogées recommanderaient ce biberon**

**Zurich** – Les biberons se présentent sous une grande variété de formes, de tailles et de modèles. Mais quels sont les biberons les mieux adaptés aux nourrissons en cas d'alternance sein/biberon? Philips AVENT a fait essayer le biberon Natural à 227 personnes dans le cadre d'un vaste test de produit réalisé en collaboration avec swissmom, le plus grand portail d'information suisse sur les sujets liés à la grossesse. Le biberon Natural AVENT s'est avéré particulièrement convaincant en raison de la forme de sa tétine, imitant celle du sein, et a été très bien accepté par les bébés. Par ailleurs, l'alternance sein/biberon est bien plus facile avec le biberon Natural. Enfin et surtout, la facilité d'utilisation de ce biberon a été saluée par les testeurs.

#### **91% des testeurs jugent très satisfaisante la forme de la tétine, imitant celle du sein**

Le biberon Natural AVENT a surtout convaincu les testeurs par la forme de sa tétine. Celle-ci imite la forme du sein, ce qui permet une tétée naturelle. De plus, la tétine a une texture particulièrement douce qui rappelle au bébé la sensation du sein. Il est ainsi plus facile de combiner allaitement et biberon, le bébé n'étant pas perdu entre les deux types de tétées. «Ce biberon est donc le complément idéal à l'allaitement. 83% des 227 participants ont été convaincus par le biberon Natural de Philips AVENT et le recommanderaient», indique Heidi Egli, responsable marketing Mother & Child Care chez Philips AVENT.

#### **89% des bébés acceptent plus facilement le biberon**

La prise du biberon est associée à des complications chez la plupart des bébés, qui ne retrouvent pas le sentiment de sécurité, la chaleur et l'odeur de leur mère. La tétine souple du biberon Natural de Philips AVENT imite la sensation du sein, ce qui facilite son acceptation par les bébés. En outre, avec le biberon Natural, le bébé utilise la même technique de succion et de déglutition que lorsqu'il boit au sein.

#### **93% des testeurs sont convaincus de la facilité de manipulation du biberon Natural AVENT**

Ce biberon convainc également par sa facilité d'utilisation. 93% des participants au test jugent sa manipulation satisfaisante ou très satisfaisante. Le large goulot de la bouteille permet un remplissage et un nettoyage aisés. Le biberon est constitué de peu de pièces, ce qui permet un assemblage facile et rapide. Enfin, grâce à sa forme ergonomique, il garantit un confort maximal : il est facile à tenir, même pour les petites mains de bébé.



Informations complémentaires pour les médias:

Philips GmbH Market DACH

Jeannine Kritsch

E-mail: [press.ch@philips.com](mailto:press.ch@philips.com)

**À propos de Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine des technologies de la santé. Avec son siège aux Pays-Bas, elle a pour principale mission d'améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services appropriés autour du Continuum de Santé: Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s'appuie sur les retours des professionnels de la santé et des consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. L'entreprise est leader dans les domaines de l'imagerie diagnostique, de la thérapie guidée par imagerie, des systèmes de surveillance des patients et de l'informatique clinique, ainsi que des produits de santé grand public et des soins à domicile. Philips emploie près de 80'000 employés dans plus de 100 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 19,5 milliards d'euros. En savoir plus sur Philips: [www.philips.ch](http://www.philips.ch)