

Presseinformation

April 2020

Perfekt für Schlaf- und Kinderzimmer:

Der Philips Luftreiniger 800 sorgt in kleineren Räumen für eine optimale Luftqualität

Zürich – Nach der Pollenzeit ist vor der Pollenzeit, das spüren immer mehr Menschen jeden Alters: Allergene, Viren und andere Partikel, wie Tierhaare befinden sich nicht nur draussen, sondern auch in Innenräumen und können so das ganze Jahr zu Beschwerden führen. Im April bringt Philips die Luftreiniger Serie 800 auf den Markt, die sich dank ihres kompakten Designs sehr gut für kleinere Räume wie Kinder- oder Schlafzimmer eignet. Im Sleep-Modus sind die Anzeigeleuchten gedimmt, der flüsterleise Luftreiniger sorgt mit 35 dB (A) nahezu geräuschlos für saubere Luft.

„Es gibt circa 1.6 Millionen Allergiker allein in der Schweiz¹“, so Kurt Hofmann, Marketing Manager Air bei Philips. „Unser Zuhause können wir dank Luftreinigern trotz Allergie so gestalten, dass alle Familienmitglieder frei durchatmen können. Unser neues Modell reinigt einen 20 m² Raum in weniger als 16 Minuten und lässt sich mit nur einer Taste steuern“, so Hofmann weiter.

Keine Chance für kleinste Partikel, Bakterien und Viren

Der [Luftreiniger](#) zeichnet sich durch einen intelligenten automatischen Luftreinigungsmodus aus, der durch einen professionellen Sensor gesteuert wird und automatisch auf selbst kleinste Veränderungen in der Luft reagiert. So werden durch den integrierten HEPA-Filter 99,5 Prozent der luftübertragenen Partikel (zum Beispiel Hausstaubmilben, Pollen, Tierhaare) mit einer Grösse von 0,003 µm – kleiner als das kleinste bekannte Virus – und bis zu 99,9 Prozent der Bakterien und Viren entfernt. Die „Clean Air Delivery Rate“ (CADR), das Mass für die zur Verfügung gestellte saubere Luft, liegt bei 190 m³ pro Stunde. Mit Leichtigkeit schafft er so bis zu 49 m² grosse Räume².

Luftqualität immer im Blick

Die vierstufige Farbanzeige für die Luftqualität in Echtzeit von Blau (gut) bis Rot (schlecht) gibt Gewissheit über die aktuelle Qualität der Innenraumluft. Es gibt drei verschiedene Modi für unterschiedliche Bedürfnisse: Einen Sleep-Modus, der für ungestörten Schlaf während des Betriebes sorgt, einen Auto-Modus und einen Turbo-Modus, der in akuten Situationen eine besonders schnelle und effektive Reinigung der Innenraumluft verspricht.

Philips Luftreiniger Serie 800 [AC0819/10](#) und [AC0820/10](#)

- Entfernt 99,5% der luftübertragenen Partikel von einer Grösse von 0,003 µm
- Entfernt 99,9% der Bakterien und Viren aus der Luft
- VitaShield Technologie
- HEPA Filter
- Saubere Luft in 49m² grossem Raum in weniger als 16 Minuten
- Reinigungsleistung: 190m³/h CADR

¹ <https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/allergien-intoleranzen/pollenallergien/pollenallergie/?oid=1583&lang=de>

² Dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die CADR 190 m³/Std. durch die Raumgrösse von 48 m³ geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m² und eine Deckenhöhe von 2,4 m).

- Kompakte Grösse: 25 x 36,7 x 25 Zentimeter
- 4-farbiger Anzeigering
- 3 Modi: Sleep-Modus, Auto-Modus und Turbo-Modus
- Farbe: Weiss (AC0819/10) oder Weiss mit schwarzem Topper (AC0820/10)
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 239.90 CHF
- Seit April im Handel erhältlich

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH

Jeannine Kritsch

E-Mail: press.ch@philips.com

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 80.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch