

Communiqué de presse

Avril 2020

**Idéal pour chambres à coucher et chambres d'enfants:
le purificateur d'air Philips 800 offre une qualité d'air optimale dans les petites pièces**

Zurich — de plus en plus de personnes de tous âges le ressentent, la saison des pollens n'en finit plus! Les allergènes, virus et autres particules telles que les poils d'animaux sont partout à l'extérieur, mais également à l'intérieur et peuvent causer des problèmes tout au long de l'année. En avril, Philips commercialisera les purificateurs d'air série 800. De conception compacte, ils sont parfaits pour les petites pièces comme les chambres d'enfants ou les chambres à coucher. En mode veille, les voyants lumineux sont atténués et le purificateur d'air silencieux fournit un air pur presque sans bruit à 35 dB (A).

«Rien qu'en Suisse, environ 1,6 million de personnes souffrent d'allergies¹», déclare Kurt Hofmann, responsable marketing Air chez Philips. «Grâce aux purificateurs d'air, nous pouvons concevoir notre maison de manière à ce que tous les membres de la famille puissent respirer librement, malgré les allergies. Notre nouveau modèle permet de nettoyer une pièce de 20 m² en moins de 16 minutes et se commande par un seul bouton», poursuit M. Hofmann.

Les particules, bactéries et virus, aussi petits soient-ils, n'ont plus aucune chance

Le [purificateur d'air](#) dispose d'un mode de purification automatique et intelligent de l'air, contrôlé par un capteur professionnel, qui réagit automatiquement aux plus petits changements dans l'air. Le filtre HEPA intégré élimine ainsi 99,5% des particules en suspension dans l'air (p. ex. acariens, pollens, poils d'animaux) d'une taille de 0,003 µm – plus petite que le plus petit virus connu – et jusqu'à 99,9% des bactéries et des virus. Le «Clean Air Delivery Rate» (CADR), la mesure du débit d'air purifié, est de 190 m³ par heure. Il peut facilement purifier les grandes pièces jusqu'à 49 m².

Gardez toujours un œil sur la qualité de l'air

L'affichage en quatre cloueurs de la qualité de l'air en temps réel, du bleu (bonne) au rouge (mauvaise), permet de connaître avec certitude la qualité actuelle de l'air intérieur. Il existe trois modes différents pour des besoins différents: un mode silencieux qui garantit un sommeil calme pendant le fonctionnement, un mode automatique et un mode turbo qui purifie l'air intérieur très rapidement et efficacement dans les situations critiques.

Purificateur d'air Philips série 800 [AC0819/10](#) et [AC0820/10](#)

- Élimine 99,5% des particules en suspension dans l'air d'une taille de 0,003 µm
- Élimine 99,9% des bactéries et des virus présents dans l'air
- Technologie VitaShield



- Filtre HEPA
- Un air pur dans une pièce de 49 m² en moins de 16 minutes
- Efficacité de purification: 190 m³/h CADR
- Taille compacte: 25 x 36.7 x 25 centimètres
- Anneau d'affichage à 4 couleurs
- 3 modes: silencieux, automatique et turbo
- Couleur: blanc (AC0819/10) ou blanc avec garniture noire (AC0820/10)
- Prix recommandé (UVP): CHF 239.90
- Disponible en magasin à partir d'avril

Informations complémentaires pour les médias:

Philips GmbH Market DACH

Jeannine Kritsch

E-mail : press.ch@philips.com

¹ <https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/allergien-intoleranzen/pollenallergien/pollenallergie/?oid=1583&lang=de>

² Il s'agit du temps théoriquement nécessaire pour un nettoyage unique. Pour le calculer, il convient de diviser le débit d'air propre (CADR) de 190 m³/heure par le volume de la pièce de 48 m³ (en supposant que la pièce présente une surface au sol de 20 m² et une hauteur sous plafond de 2,4 m).

À propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine des technologies de la santé. Avec son siège aux Pays-Bas, elle a pour principale mission d'améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services appropriés autour du Continuum de Santé: Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s'appuie sur les retours des professionnels de la santé et des consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. L'entreprise est leader dans les domaines de l'imagerie diagnostique, de la thérapie guidée par imagerie, des systèmes de surveillance des patients et de l'informatique clinique, ainsi que des produits de santé grand public et des soins à domicile. Philips emploie près de 80'000 employés dans plus de 100 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 19,5 milliards d'euros. En savoir plus sur Philips: <https://www.philips.ch/fr>