

Presseinformation

September 2020

Auf die Latte, fertig, Go:

Maximale Kaffeervielfalt mit der Philips 5400 Serie mit LatteGo Milchsystem

Zürich – Morgens für den idealen Start in den Tag, vormittags als kleine Pause im Homeoffice oder abends zum genüsslichen Ausklang: Kaffee ist für viele Menschen mehr als einfach nur ein Heissgetränk. Umso besser, wenn der eigene Vollautomat die ganze Bandbreite eines Baristas bietet. Die [Philips 5400 mit LatteGo](#) bereitet auf „Touch“ zwölf unterschiedliche Kaffeespezialitäten mit frischen Bohnen zu und schafft so genussvolle Kaffeemomente in den eigenen vier Wänden. Dabei sorgt das Aroma Extract System für die optimale Aromaentfaltung. Die Auswahl erfolgt über das neu gestaltete Touch-Display, mithilfe dessen schnell und einfach das passende Getränk zubereitet ist. Milchliebhaber kommen mit dem LatteGo Milchsystem auf ihre Kosten: Es verfeinert Cappuccino, Latte Macchiato und Co. mit samtig-cremigem Milchschaum. Zudem besteht es aus nur zwei Teilen und keinen Schläuchen, womit es unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem darstellt.

„Gerade jetzt, wo viele Menschen mehr Zeit als sonst Zuhause verbringen, ist ein Kaffeesystem mit vielfältiger Angebotspalette gefragt“, so Vittorio Perazzolo, Senior Marketing Manager Coffee DACH bei Philips. „Um wirklich jeden Kaffeewunsch zu erfüllen, ist die neue Philips 5400 mit LatteGo nun mit zwölf voreingestellten Heissgetränken zur Auswahl bestückt. So kommt definitiv jeder auf seine Geschmacks-Kosten“, so Perazzolo weiter.

Individuell und intuitiv

Das übersichtlich gestaltete, farbige LCD-Display unterstützt bei der schnellen Auswahl des Lieblingskaffees. Mit den leicht anpassbaren Einstellungen für Intensität, Kaffeefüllmenge und Temperatur lässt sich jeder Kaffee ganz nach den persönlichen Wünschen zubereiten. Die Memo-Funktion ermöglicht es, diese Auswahl für die einzelnen Getränke auf vier Benutzerprofilen abzuspeichern. Sollte ein kleiner Wachmacher gefragt sein, kommt die Extra Shot-Funktion zum Einsatz: mit ihr wird der Kaffee nochmal stärker, ohne dabei bitter zu schmecken. Nicht nur der Kaffee macht hier eine gute Figur: der Vollautomat in mattem Schwarz mit verchromter Front gibt ein edles Bild in jeder Küche ab.

Volles Aroma und Milchschaum deluxe

Das Aroma Extract System hält die Wassertemperatur zwischen 90 und 98 Grad Celsius und reguliert gleichzeitig die Wasserdurchflussrate. So entsteht das optimale Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, das höchsten Kaffeegenuss garantiert. Gerade ein Latte Macchiato steht und fällt mit seinem Milchschaum. Das LatteGo Milchsystem mischt in der Aufschäumkammer Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit und erzeugt so



cremigen Schaum, der mit genau der richtigen Temperatur in die Tasse fliesst – ganz ohne Spritzer. Zudem besticht das schlauchlose Milchsystem mit komfortabler Reinigung: Seine beiden Teile können einfach unter fließendes Wasser gehalten oder mit in die Spülmaschine gegeben werden. Der bewährte und patentierte AquaClean Filter verbessert bei regelmässigem Wechsel die Qualität des Kaffees und ermöglicht sorgenfreien Genuss für bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken.¹

Die Philips Serie 5400 mit LatteGo ist auch in Schwarz erhältlich ([EP5441/50](#)).

Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat EP5447/90 (Top-Modell)

- 12 Kaffeespezialitäten
- Farbige LCD-Display
- LatteGo Milchsystem: Zwei Teile und keine Schläuche für einfache Reinigung
- Aroma Extract System
- Individuelle Einstellung von Aromastärke und Füllmenge
- Extra Shot-Funktion
- AquaClean Filter¹
- Langlebiges Scheibenmahlwerk aus 100 Prozent Keramik
- Farbe: Matt-Schwarz/Verchromt
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): CHF 799.00
- Ab September im Handel erhältlich

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH

Svenja Eggert

E-Mail: press.ch@philips.com

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Health Continuum zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 81.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch

¹ Bei regelmäßigem Filterwechsel bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken