


**PHILIPS**

Lifestyle



# Ready, Steady, Go : Commencer la journée à la perfection


Certains accessoires sont indispensables pour relever avec succès tous les défis du quotidien et commencer la journée en pleine forme. Nous vous présentons les produits dont un homme a besoin chez lui le matin pour donner le meilleur de lui-même.



## Une apparence impeccable

Un bon début de journée commence par une bonne hygiène personnelle. Le rasoir Philips S9000 Prestige est doté d'un capteur BeardAdapt intelligent et de têtes de rasage flexibles. L'élégant bloc de recharge Qi permet de le recharger sans fil et à fière allure dans la salle de bains.


**Philips S9000 Prestige**  
SP9860/16, PVC : CHF 499.90



## Un coup de boost

Avec la machine à café de luxe entièrement automatique Saeco Xelsis, vous pouvez choisir parmi 15 spécialités de café différentes sur simple pression d'un bouton. Et comme elle ne fait pas dans la demi-mesure, elle vous permet de tout ajuster à votre guise: l'intensité, la quantité et la température. Chaque matin, vous pourrez ainsi obtenir dans votre tasse un café tout à fait personnel en appuyant sur un simple bouton.


**Machine à espresso totalement automatique Saeco Xelsis**  
SM7683/10



## Une touche de fraîcheur

Repasser rapidement votre chemise ou la rafraîchir un peu? Aucun problème avec le défroisseur à main Steam&Go Plus. Gardez-le sur votre lieu de travail pour l'utiliser sur le vif avant votre prochaine réunion. Grâce à un temps de chauffe court de seulement 30 secondes, l'appareil est immédiatement prêt à l'emploi et défroisse pratiquement n'importe quel tissu, même dans les zones récalcitrantes comme les cols ou les poignets.

**Défroisseur à main portable Steam&Go Plus**  
GC362/81, PVC : CHF 99.90



## Energy to go

Pour finir, un petit boost de vitamines pour la journée! Grâce à un pressage lent et à froid, le Slow Juicer Philips transforme les ingrédients en les préservant. Les vitamines sensibles à l'oxygène et jusqu'à 90% des nutriments précieux sont ainsi retenus dans le jus.

**Avance Collection Slow Juicer**  
HR1949/20, PVC : CHF 409.90



Ainsi équipé, vous serez paré pour affronter la journée !