

Steuert Deine Rasur in die Zukunft:

Der Philips Shaver Series 9000

„Daisy, Daisy“ – so fängt das weltweit erste von einem Computer gesungene Lied an, das auch die KI „HAL 9000“ einst auf der großen Leinwand vortrug. Doch kein Grund zur Sorge: Obwohl der Philips Shaver Series 9000 unglaublich intelligent ist, zählt das Singen vorerst noch nicht zu seinen vielen Funktionen. Dieser Rasierer ist nicht nur einfach ein Werkzeug ... er erkennt Deine Gesichtskonturen, führt Dich, passt sich Dir an und denkt mit. Unter dem Chrom blitzt seine Intelligenz dank der SkinIQ-Technologie während jeder Rasur auf. Mit der GroomTribe-App hast Du seine Echtzeit-Analyse mit Bewegungserkennung und Verbesserungstipps sofort in der Hand und kannst so Deine Rasiertechnik auf das nächste Level bringen.

Motion-Control Sensor

Die Bewegungserkennung analysiert die Rasur und verhilft via GroomTribe-App (iOS, Android) zu einer effizienteren Technik. Einfach den Shaver mit dem Smartphone koppeln und Feedback, individuelle Beratung und Tipps in Echtzeit oder später erhalten.

Pressure Guard Sensor

Der Leuchtring warnt per Lichtsignal vor zu viel (orange) oder zu wenig (blau) ausgeübtem Druck. Green is the new perfect!

Power Adapt Sensor

Misst 500-mal pro Sekunde die Haardichte und passt die Schneideleistung automatisch an.

2.000

Mikroperlen pro Quadratmillimeter schützen Deine Haut und sorgen für 25 Prozent weniger Hautirritationen.

Philips Shaver Series 9000

S9987/55
UVP: 279,99 Euro

150.000

Schneidevorgänge pro Minute schaffen die 72 Dual SteelPrecision Hochleistungsklingen und liefern gründliche Ergebnisse.

360°

Scherköpfe passen sich vollständig flexibel jeder Deiner Konturen an.

5

Minuten dauert die Schnellladung und schon ist der Shaver wieder einsatzbereit.

60

Sekunden braucht die weltweit kleinste Reinigungsstation, um den Rasierer ganz ohne Wasser zu säubern.